

Paciente Patient	Apellido Last name			
	Nombre First name	<input type="checkbox"/> Masculino Male	<input type="checkbox"/> Femenino Female	
	Fecha del Molde / / Tamaño Date cast / / Footplate size	<input type="checkbox"/> Estrecho N	<input type="checkbox"/> Ancho W	
Fecha de Nacimiento / / <input type="checkbox"/> Bilateral Birth date / / Bilateral	<input type="checkbox"/> Solo Izquierdo Left only	<input type="checkbox"/> Solo Derecho Right only		

Ortopeda Practitioner	Nombre Name	Título Title
	Ortopedia Facility	
	Dirección Street Address	
	Ciudad City	Código Postal Zip
	Email	Teléfono Phone

Dirección de Envío Shipping	<input type="checkbox"/> Shipping info is the same as practitioner facility	-o- -OR-
	Nombre del Contacto Shipping Contact Name	
	Dirección Street Address	
Ciudad City	Código Postal Zip	

Corrección del Molde • Posición Funcional
Cast Correction • Position of Function

Alineamiento del Tobillo (Flexión dorsal-Flexión Plantar) **Ankle Alignment** (Dorsiflexion-Plantarflexion)

Corregir a 3-4° FD
Correct to 3-4° DF

Corregir a _____°
Correct to _____°

No Corregir
(alineación del Molde es correcta)
Do not correct
(Cast alignment OK)

Alineamiento del Retropie **Hindfoot Alignment**

Corregir a la vertical (si el molde no está alineado)
Correct to Vertical (if misaligned)

No Corregir
Do not correct

Alineamiento del Antepie **Forefoot Alignment**

NOTA: Los dibujos le muestran el órtesis terminado. NOTE: Drawings show finished orthosis.

Elija la alineación para el antepie. Escriba la cantidad - pulgadas o centímetros.
Choose forefoot alignment. Write posting height if needed—in. or cm.

Derecho RIGHT	Derecho RIGHT	Derecho RIGHT	Izquierdo LEFT	Izquierdo LEFT	Izquierdo LEFT
Valgo	Varo	Neutral	Neutral	Varo	Valgo
<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____

Estabilización Inferior **Bottom Stabilization**

Sin estabilización **None** — **ESTÁNDAR**


Talon Medio pie Talon y Medio pie
Heel Midfoot Both heel and midfoot

Estabilizar toda la planta del pie con suela de esponja densa
Entire bottom stabilized with foam sole

Estabilizar toda la planta del pie con suela de esponja densa y atideslizante
Entire bottom stabilized with foam sole and non-skid cover

NOTA: Estabilización en la planta del pie Soportará el valgo/varo del antepie.
NOTE: Varus or valgus forefoot alignments will receive stabilization on bottom of brace to support posted (raised) region.

Construcción • Características • Opciones **Construction • Features • Options**



NOTA: Si no elije ninguna opción, recibirá el ESTÁNDAR
NOTE: If you don't choose an option, you will receive the STANDARD.

Altura Posterior **Posterior Height**

La altura del molde debe ser mas alta que la del órtesis
Cast height must be greater than brace height

2/3 a 3/4 de longitud de pierna 2/3 to 3/4 of leg length — **ESTÁNDAR**

Especificar *Specify* _____

Acolchado **Padding**

Areas sombreadas son — **ESTÁNDAR**
Shaded areas above

Ohne mediales Polster - oder - Ohne laterales Polster
Omit medial pad Omit lateral pad

Extra acolchado en la zona del escafoides (sólo para pronadores)
Add extra navicular padding (boney pronators only)

Color de Acolchado **Padding Color**

Blanco **White** — **ESTÁNDAR** Otro *Other* _____

Tiras **Straps**

ESTÁNDAR (observe el dibujo) *(See drawing)*

Tira de empeine con almohadilla *Add instep strap with pad*

Tira abducción para el primer dedo del pie *Add toe abduction strap*

Añadir D-ring para correa anterior *Add D-ring to anterior strap*

Opciones para la tira del antepie (si procede) **Forefoot Strap Options (if applicable)**


Color *Color* _____ Diseño *Pattern* _____

Patrón de transferencia de (carga adicional) **Transfer Pattern (Additional charge)**

No Diseño *No Pattern* — **ESTÁNDAR** Otro *Other* _____

Recorte **Trimlines**

Recorte A **Trimline A** **ESTÁNDAR** Recorte B **Trimline B**



Instrucciones Especiales **Special Instructions**

Blank area for special instructions.