

**Orthese mit Tamarack-Gelenken, dorsal umgreifend**  
**Tamarack hinged brace, full dorsal wrap**

<b>Paciente</b> Patient	<b>Apellido</b> Last name	
	<b>Nombre</b> First name	<input type="checkbox"/> Masculino Male <input type="checkbox"/> Femenino Female
	<b>Fecha del Molde</b> / / Date cast	<b>Tamaño</b> Footplate size <input type="checkbox"/> Estrecho N <input type="checkbox"/> Ancho W
<b>Ortopeda</b> Practitioner	<b>Nombre</b> Name	
	<b>Título</b> Title	
	<b>Ortopedia</b> Facility	
<b>Dirección</b> Shipping	<b>Dirección</b> Street Address	
	<b>Ciudad</b> City	<b>Código Postal</b> Zip
	<b>Email</b>	<b>Teléfono</b> Phone
	<input type="checkbox"/> Shipping info is the same as practitioner facility	
<b>Dirección de Envío</b> Shipping	<b>Nombre del Contacto</b> Shipping Contact Name	
	<b>Dirección</b> Street Address	
	<b>Ciudad</b> City	<b>Código Postal</b> Zip

**Corrección del Molde • Posición Funcional**  
**Cast Correction • Position of Function**

**Alineamiento del Tobillo** (Flexión dorsal-Flexión Plantar) **Ankle Alignment** (Dorsiflexion-Plantarflexion)

Corregir a 3-4° FD  
Correct to 3-4° DF

Corregir a \_\_\_\_\_°  
Correct to \_\_\_\_\_°

No Corregir  
(alineación del Molde es correcta)  
Do not correct  
(Cast alignment OK)

**Alineamiento del Retropie** **Hindfoot Alignment**

Corregir a la vertical (si el molde no está alineado)  
Correct to Vertical (if misaligned)

No Corregir  
Do not correct

**Alineamiento del Antepie** **Forefoot Alignment**

NOTA: Los dibujos le muestran el órtesis terminado. NOTE: Drawings show finished orthosis.

Elija la alineación para el antepie. Escriba la cantidad - pulgadas o centímetros.  
Choose forefoot alignment. Write posting height if needed—in. or cm.

Derecho RIGHT	Derecho RIGHT	Derecho RIGHT	Izquierdo LEFT	Izquierdo LEFT	Izquierdo LEFT
Valgo	Varo	Neutral	Neutral	Varo	Valgo
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Estabilización Inferior** **Bottom Stabilization**

Sin estabilización **None** — ESTÁNDAR

Talon  Medio pie  Talon y Medio pie  
Heel Midfoot Both heel and midfoot


Estabilizar toda la planta del pie con suela de esponja densa  
Entire bottom stabilized with foam sole

Estabilizar toda la planta del pie con suela de esponja densa y atideslizante  
Entire bottom stabilized with foam sole and non-skid cover

NOTA: Estabilización en la planta del pie Soportará el valgo/varo del antepie.  
NOTE: Varus or valgus forefoot alignments will receive stabilization on bottom of brace to support posted (raised) region.

**Instrucciones Especiales** **Special Instructions**

**Construcción • Características • Opciones** **Construction • Features • Options**



NOTA: Si no elije ninguna opción, recibirá el ESTÁNDAR  
NOTE: If you don't choose an option, you will receive the STANDARD.

**Corte de líneas posterior del tobillo** **Posterior ankle trimline**

Bloquear FP **PF Block** — ESTÁNDAR

Tope ajustable de FP (carga adicional) **Adjustable PF Block** (additional charge)

Tobillo libre **Free Ankle**

**Tipo de articulación** **Hinge Type**

Tamarack que asiste flexión dorsal **Dorsi-assist Tamarack** — ESTÁNDAR

Durometer (95 es más dura) **Durometer** (95 is stiffest):

Durometer 75 75d — ESTÁNDAR  Durometer 85 85d  Durometer 95 95d

Articulación Tamarack recta **Straight Tamarack**

**Altura Posterior** **Posterior Height**

La altura del molde debe ser mas alta que la del órtesis  
Cast height must be greater than brace height

2/3 a 3/4 de longitud de pierna 2/3 to 3/4 of leg length — ESTÁNDAR

Especificar **Specify** \_\_\_\_\_

**Paquebote Interior** **Inner Liner**

Polietileno **Polyethylene** — ESTÁNDAR

Espuma blanda (blanco sólo) **Softy foam** (white only)

Extra acolchado en la zona del escafoides (sólo para pronadores)  
Add extra navicular padding (boney pronators only)

Añadir a Plastizote maléolos **Add plastizote to malleoli**

**Tiras** **Straps**

Correas de la tibia y el empeine **Tibial and instep straps** — ESTÁNDAR

Tira abducción para el primer dedo del pie **Add toe abduction strap**

Añadir correa de la parte delantera **Add forefoot strap**

**Color de Tiras** **Strap Color**

Blanco **White** — ESTÁNDAR  Otro **Other** \_\_\_\_\_

**Diseño para tira de antepie** **Instep Strap Pattern**

No Diseño **No Pattern** — ESTÁNDAR  Otro **Other** \_\_\_\_\_

**Patrón de transferencia de (carga adicional)** **Transfer Pattern** (Additional charge)

No Diseño **No Pattern** — ESTÁNDAR  Otro **Other** \_\_\_\_\_

Estructura Exterior **Outer Frame** o(or)  Paquebote Interior **Inner Liner**

**Contención de los dedos** **Toe Shelf**

Flexible — Sin contención  
**ESTÁNDAR**  
Flexible - no containment

Contención **containment**

Medial Suave  
Medial Soft foam

**Y / o and / or**

Lateral Suave  
Lateral Soft foam