

Paciente Patient	Apellido Last name	
	Nombre First name	<input type="checkbox"/> Masculino Male <input type="checkbox"/> Femenino Female
	Fecha del Molde Date cast / /	Tamaño Footplate size <input type="checkbox"/> Estrecho N <input type="checkbox"/> Ancho W
Ortopeda Practitioner	Nombre Name	Título Title
	Ortopedia Facility	
	Dirección Street Address	
Dirección de Envío Shipping	<input type="checkbox"/> Shipping info is the same as practitioner facility	-O- -OR-
	Nombre del Contacto Shipping Contact Name	
	Dirección Street Address	
Corrección del Molde • Posición Funcional Cast Correction • Position of Function	Ciudad City	Código Postal Zip
	Email	Teléfono Phone
	Nombre Name	

Alineamiento del Tobillo (Flexión dorsal-Flexión Plantar) Ankle Alignment (Dorsiflexion-Plantarflexion)

Corregir a 3-4° FD
Correct to 3-4° DF

Corregir a _____°
Correct to _____°

No Corregir
(alineación del Molde es correcta)
Do not correct
(Cast alignment OK)

Alineamiento del Retropie Hindfoot Alignment

Corregir a la vertical (si el molde no está alineado)
Correct to Vertical (if misaligned)

No Corregir
Do not correct

Alineamiento del Antepie Forefoot Alignment

NOTA: Los dibujos le muestran el órtesis terminado. NOTE: Drawings show finished orthosis.

Elija la alineación para el antepie. Escriba la cantidad - pulgadas o centímetros.
Choose forefoot alignment. Write posting height if needed—in. or cm.

Derecho RIGHT	Derecho RIGHT	Derecho RIGHT	Izquierdo LEFT	Izquierdo LEFT	Izquierdo LEFT
Valgo	Varo	Neutral	Neutral	Varo	Valgo
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Estabilización Inferior Bottom Stabilization

Sin estabilización None — ESTÁNDAR

Talon Medio pie Talon y Medio pie
Heel Midfoot Both heel and midfoot


Estabilizar toda la planta del pie con suela de esponja densa
Entire bottom stabilized with foam sole

Estabilizar toda la planta del pie con suela de esponja densa y atideslizante
Entire bottom stabilized with foam sole and non-skid cover

NOTA: Estabilización en la planta del pie Soportará el valgo/varo del antepie.
NOTE: Varus or valgus forefoot alignments will receive stabilization on bottom of brace to support posted (raised) region.

Instrucciones Especiales Special Instructions

Construcción • Características • Opciones Construction • Features • Options



NOTA: Si no elije ninguna opción, recibirá el ESTÁNDAR
NOTE: If you don't choose an option, you will receive the STANDARD.

Altura Posterior Posterior Height
La altura del molde debe ser mas alta que la del órtesis
Cast height must be greater than brace height

2/3 a 3/4 de longitud de pierna 2/3 to 3/4 of leg length — ESTÁNDAR

Especificar Specify _____

Paquebote Interior Inner Liner

Espuma blanda (blanco sólo) Softy foam (white only) — ESTÁNDAR

Polietileno Polyethylene

Extra acolchado en la zona del escafoides (sólo para pronadores)
Add extra navicular padding (bony pronators only)

Añadir a Plastizote maléolos (recomienda con revestimiento PE)
Add plastizote to malleoli (recommended w. PE liner)

Tiras Straps

ESTÁNDAR (observe el dibujo) (See drawing)

Tira abducción para el primer dedo del pie Add toe abduction strap

Añadir D-ring para correa anterior Add D-ring to anterior strap

Color de Tiras Strap Color

Blanco White — ESTÁNDAR Otro Other _____

Diseño para tira de antepie Instep Strap Pattern

No Diseño No Pattern — ESTÁNDAR Otro Other _____

Patrón de transferencia de (carga adicional) Transfer Pattern (Additional charge)

No Diseño No Pattern — ESTÁNDAR Otro Other _____

Estructura Exterior Outer Frame o(or) Paquebote Interior Inner Liner


Contención de los dedos Toe Shelf

Estructura Exterior Outer Frame

Longitud completa en la planta del pie (en posturas agachadas o en triple flexión)
ESTÁNDAR
Full-length under plantar surface (for crouching)

Recortado proximal a metatarsianos debajo de la superficie plantar
Trimmed just proximal to met. heads under plantar surface

Planta del pie recortada hast alas cabezas de los metatarsianos
Trimmed just distal to met. heads under plantar surface



Paquebote Interior Inner Liner

Flexible – Sin contención ESTÁNDAR
Flexible - no containment

Contención containment

Medial Medial

Lateral Lateral

y/o and/or